

Mode d'emploi pour la mise en marche des microscopes

1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l'environnement, nous vous transmettons un court manuel d'emploi. Avant de commencer le travail avec l'appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l'élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

L'appareil destiné à l'observation des petits objets, invisibles habituellement à l'oeil nu.

3. Préparation au travail et l'utilisation




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN



F - netté

L - écran LCD

O - zoom optique

S - support avec attaches pour des objets observés

W - interrupteur d'alimentation

- Poser le microscope de table de façon stable sur une surface plate.
- Connecter le cordon d'alimentation au socket approprié s'il y en a dans l'appareil.
- Placer la préparation microscopique dans l'attache s'il y en a.
- Allumer l'appareil avec le bouton.
- Régler l'agrandissement et la netté et observer l'objet à travers l'oculaire du microscope de table ou sur l'écran du microscope manuel.

4. Précautions

- Après avoir terminé le travail il faut toujours enlever l'objet étudié.
- Dans le cas de microscopes électroniques il faut toujours débrancher le cordon d'alimentation.
- Utiliser le microscope seulement dans un endroit sec.
- Dans le cas d'utilisation du microscope dans des endroits ensoleillés il faut prendre des précautions particulières afin de ne pas endommager des éléments optiques du microscope ou la vue.
- Des surfaces métalliques du microscope peuvent être nettoyées avec un chiffon légèrement humide.
- Des éléments optiques nettoyer seulement avec un chiffon sec et très doux (en microfibre).
- Enlever la poussière à l'aide d'un pinceau doux.
- Ne pas démonter le boîtier du microscope!



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN